



Tam Otomatik Dahili Yazıcılı Hız Ayarlı Sürekli Kapatma Cihazı
Full Automatic Rotary Sealer with Speed adjustment and Internal Printer



Tek Satır Yazıcılı / With single line printer
Model: 20GM 16L1PV / Code: 222-301-020



Çok Dilli, Kullanıcı dostu 7" Dokunmatik Ekran
Multilingual User-friendly 7" Touch Screen



CE & EN ISO 11607-2'ye uygun "Validasyon Testi" & Raporlama
Performs the "Validation Test" to compliance with
CE & EN ISO 11607-2 and reports



Acil Geri
Emergency backward

Acil İleri
Emergency forward

Poşet sıkışırsa iş durmaz, teknik servis, yedek parça gerekmez!
If the pouch is jammed, the job will not stop, technical service, spare parts
are not required!




Hem düz hem de köriklü poşetler ile "Seal-Check" Test başarılı olur
With both flat and gusseted pouches, the "Seal-Check" Test is successful

Teknik Veriler / Technical Data	
Oda sıcaklığından çalışmaya başlama süresi (dk) Starting time from room temperature (min.)	3 (max.)
7" Renkli dokunmatik ekran ve çoklu dil 7" Colored touch screen and multi languages	✓
EN ISO 11607-2'ye uygunluk "Validasyon & Kalibrasyon Testi" & Raporlama / Performs the "Validation & Calibration Test" for the compliance with EN ISO 11607-2 and reports	✓
Ayarlanabilir Motor hızı (m/dk.) Adjustable speed between (m/min.)	10-16
Teflon kaplama teknolojisi & Acil "Geri-Stop-İleri" fonksiyonu Teflon coating technology & Emergency "Back-Stop-Forward" function	✓
Ekranında, anlık basınç, sıcaklık ve hız izleme Pressure, temperature, speed can be monitored instantly	✓
14mm çoklu bariyerli (Multiline) kapatma 14mm multi-barrier (Multiline) closure	✓
5 şifre korumalı veya şifresiz giriş 5 password protected or unencrypted logins	✓
Stand-By ve Uyku Modu ile enerji tasarrufu / Energy saving with Stand-By and also Sleep Mode	✓
Geri sayma özelliği / Countdown feature	✓
Barkod Okuyucu (Ops) / Barcode Reader (Opt)	✓


Teknik Veriler / Technical Data	
Materyal: Düz, Körüklü, Tyvek® Material: Flat, Gussested, Tyvek®	✓
Güvenlik: Çift besleme kontrolü Safety: Double Feeding control	✓
Çalışma Sıcaklığı Sealing Temperature	50-220 ± 1°C
Güç sarfıyatı Normal & Uykuda (Watt) Power consumption in Normal & Sleep Mode	500 & 20
Çalışma voltajı (VAC) ve frekansı (Hz) Operating voltage and frequency	230 / 110 50/60 Hz.
Ebatlar [Boy x En x Yüksek] (mm.) Dimensions [Length x Deep x High]	475 x 281 x 212
Ağırlık [Kg.] Weight	16

Teknik Veriler / Technical Data	
Hafıza: 9999 Ürün/Set adı ve her bir ürün için Son Kullanma Tarihi kaydı Memory: 9999 Product, Set name with expiry date and Barcode record for each product	✓
Her bir ürün/Set için BARKOD numaraları girişi veya otomatik oluşturma BARCODE numbers entry or auto generate for each product name/Set	✓
Font, harf aralığı, yazmaya başlama ayarı, tekst veya piktogram ile yazımı Font, letter spacing, typing start setting, text or pictogram writing	✓
Otomatik font ayarı WriteMatic® Automatic font setting WriteMatic®	✓
Ters yazma, kalıcı, geçici sayaç ve geri sayım ile semboller / Printing 180 degree inverted permanent, temporary counter and countdown, LOT, CE, STEAM, VH2O2, EO, LYSF, STERILE symbols	✓
5cm'lik poşete iki farklı veri yazabilme Can write two different data in a 5cm pouch	✓
CE ve EN ISO 11607-2'ye uygunluk Compliance with CE and EN ISO 11607-2	✓
2 yıl garanti, yılda sadece 1 kez bakım 2-year warranty, maintenance only once a year	✓

Aksesuarlar / Accessories




Rulo kesici / Reel Cutter 75cm
A065 GM632CC_222-110-021



Rulo Kesici / Reel Cutter
A070 GM632CM 222-110-026
A075 GM632CMA 222-110-026-SA3




Şehpa / Shelf 75cm
A055 GM632CCS_222-110-028



Yan Rafalar
Side Shelves
A077 GM14WTA
200-000-010



Barkod Okuyucu
QR Code Scanner
A125 223-300-999



Konveyör / Conveyor 73cm
A040 GM140RTL_222-110-075



Ön Tabla / Front Table
A020 GM111TC_221-310-011



Mobil Masa Geniş / Mobile Table Wide
A085 GM1000-TF_222-110-041

Kitap-Klasör Desteği
Book-Folder Support
A115 223-300-997

İşıklı Büyüteç
Lamp with Magnifier
A125 223-300-999

Rulo kesici
Reel Cutter 75cm
A065 GM632CC
222-110-021

Sepet
Basket
A072 GM500-KC
222-110-050



Çalışma İstasyonu / Work Station
A100 GM8817WST 223-300-017

Barkod Yazıcı
Thermal Printer
A130 222-301-4300170

Diğer ürün & modeller için / For other products & models / Pour d'autres produits & modèles: www.gundemas.com



Distribütör / Bayii:

Address: Mecidiyekoy Mah., Şehit Er Cihan Namı Cad., Mert Sok., No: 1A, 34387 Şişli, İstanbul - Türkiye



Tel.: +90 (212) - 213 5353 Pbx., Fax.: - 212 2498 / E-mail: gundem@gundemas.com

International E-mail: order@gundemas.com

Web: www.gundemas.com